

ROBOTTINO EASY

SCHEMA TECNICA

SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE



SPRAY FOR LIFE per le scuole ha la possibilità di avere la misurazione ottica o avvicinando la mano allo scanner. In caso di temperatura anomala il dispositivo emetterà un suono di allarme e si accenderà di rosso.

Letto del volto ad infrarossi per misurazione della temperatura corporea

Sistema NO-TOUCH completamente automatizzato con fotocellula che nebulizza mani e calzature con spray igienizzante

SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALE

PVC - METALLO

ILLUMINAZIONE

BIANCO, ILLUMINAZIONE VERDE PER TEMPERATURA NORMALE E LUCE ROSSA TEMPERATURA ALTA.

ALIMENTAZIONE

230 V - 50/60 HZ

PUNTO MISURAZIONE

VISO E FRONTE

MISURE

115X46X25 CM

DISTANZA DI RILEVAMENTO

0,50 CM

PESO

50 KG

DISPLAY

8" TOUCH SCREEN

RANGE RILEVAMENTO

35/45°C

SOLUZIONE IGIENIZZANTE

SALI DI AMMONIO QUARTENARIO

MARGINE DI ERRORE

0,3°C

CARICA PRODOTTO MANI

>5.000 APPLICAZIONI

TEMPO DI RILEVAMENTO

0,5 SECONDI

CARICA CALZATURE

>5.000 APPLICAZIONI

Robottino Easy

- Misurazione della temperatura;
- Igienizzazione mani;
- Igienizzazione Piedi;
- Segnalazione della temperatura elevata;

